

## 无菌拍打均质机

又称拍打式匀浆器，广泛用于动物组织、生物样品等均质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。该装置采用不锈钢系统，可有效地分离固体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需要洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性好的要求。本产品的也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟内可达 $2 \times 10^5$ ），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。

- ◆大触摸屏，微电脑控制，可储存12组工作程序,操作简单。
- ◆均质时间、速度可调节或固定、拍击器可调整前后距离。
- ◆标配赠送无菌一次性均质袋，保证卫生和安全。
- ◆全开启式门，易于清洗。内置光电传感器，开门自动停止（防夹功能）。
- ◆可装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门，易于观察，便于操作。
- ◆样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗。
- ◆均质柔和启动、语音报警、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。

### 技术参数

型号	DH-08S (标准)	DH-09S (灭菌)	DH-11L(加热&灭菌)
拍击速度	3~12次/秒，实际拍击次数显示，系统自动调节拍击速度		
组段编程/存储	3组多段编程组合		12组多段编程组合
温控范围	/	/	室温+~60°C (极限80°C)
消毒功能	/	工作室紫外预消毒；（消毒波长253.7min）	
拍击间距	0~50mm可调		
拍击箱体	不锈钢+防腐喷塑		
有效容积	3~400ml		
无菌袋*	17×30cm		
定时时间	0.1-99分59秒或连续运转		
功率	200W	200W	500W
产品重量	18kg	19kg	20kg
外型尺寸	420×245×390mm		
输入电源	110/220V		

\* 仪器配置：默认赠送50个17×30cm标准无菌均质袋，另有带压条/全滤网/半滤网型等可选购。

## STOMACHER BLENDER 无菌拍打均质机



### 可选配件（支架/均质袋）

型号	材质	样品位	尺寸
DS01	铁板喷塑	5	280x160x120mm
DS02	不锈钢	10	340x210x200mm

